搜索 / Search.

中文 Dark

快速跳转 / Quick Jump

Overview / 摘要

Key Features / 主要特性

Directory Structure / 目录结构

Dependencies / 依赖

Configuration / 配置

Quick Start / 快速开始

TCP Log Monitor / TCP 日志监控

Architecture / 架构

└, 1) Datastore Initialization / 数 据仓库初始化

└, 2) Selection Strategies / 样本 选择策略

└, 3) Inference Registration / 推 理注册

SAM2Infer / 核心推理任务

└ Init / 初始化

□ ___call___(request) Pipeline / 调 用管线

Prompting & Inference / 提示与推理

 → Shape & Meta Tracking / 尺寸

 与元信息追踪

□ Multi-Point 3D Prompts / 多点 3D 提示

☐ Forward/Backward
Intersection / 前向/后向交集

└, Postprocessing / 后处理

Front-end Integration / 前端集成

Extensibility / 可扩展性

Troubleshooting / 故障排查

Security / 安全

Limitations / 限制

Roadmap / 路线图

License / 许可

v0.3 • 2025-08-01

工程规格说明(中文)

Overview / 摘要

本项目将 MedSAM2 集成到 MONAl Label 服务器,实现与 3D Slicer 等客户端的交互式 3D 医学图像分割。功能包括自定义样本选择策略、面向前端监控的 TCP 日志,以及基于提示的推理管线(多点 3D 提示、前/后向传播、交集与后处理)。

App Entrypoint

`main.py` returns app instance

Inference MedSAM2

Prompt-aware 3D pipeline

UI TCP Logs

Live log streaming to front end

MedSAM2 × MONAI Label • 3D Segmentation • TCP Monitor

Сору

Сору

Key Features / 主要特性

- 提供 MONAI Label 应用入口与自定义策略注册。
- 基于数据仓库(datastore_v2.json)的研究/图像元数据管理。
- 前端可选择具体图像(非仅随机采样)。
- 基于 MedSAM2 的提示感知推理与后处理管线。
- 支持 TCP 日志监控并推送至前端界面。

Directory Structure / 目录结构

main.py - MONAI Label app entrypoint, returns the app instance

SAM2_MONAI.py - App config: integrates SAM-Med3D inference & selection strategy

medsam2_monai_utils/ - Utilities: IO, preprocessing, prompts, inference, postprocessing

start_server.sh - One-click script to start the MONAI Label server

tcp_client.py - TCP logger client to stream logs to front end

Dependencies / 依赖

- torch, torchvision
- numpy, nibabel
- monai-label
- torchio (可能需要降级到 <0.3)
- medim

Configuration / 配置

MONAI_LABEL_DATASTORE: 设置为 studies 根目录(图像存放位置)。

Quick Start / 快速开始

- 1) Install dependencies (see above).
- 2) Export MONAI_LABEL_DATASTORE to your studies folder.
- 3) Run start_server.sh or your monailabel start command pointing to this app directory.

TCP Log Monitor / TCP 日志监控

```
from tcp_client import setup_logger
import atexit

# before starting the service
logger, tcp_listener = setup_logger("10.6.10.118", 2020, "LOG_DIRECTORY_PATH")

# ... start service ...
atexit.register(tcp_listener.stop)
```

MONAI Label App Architecture / 应用架构

1) Datastore Initialization / 数据仓库初始化

```
self._datastore = self.init_datastore() 创建 datastore_v2.json 追踪图像与标注; 对象由 datastore 方法维护。可进一步通过缓存或动态标签更新进行优化。
```

```
{
   "name": "new-dataset",
   "description": "NEW Dataset",
   "images_dir": ".",
   "label_dir": "labels",
   "objects": {
        "IMAGE_FILE_NAME": {
            "image": { "ext": ".nii.gz", "info": { "ts": 1754010873, "name": "FILE_NAME_WITH_EXT" } },
            "labels": {}
    }
}
```

2) Selection Strategies / 样本选择策略

self._strategies = self.init_strategies() 为每个未标注图像注册一个 select_strategy; 前端通过 Strategy.info() 展示。

```
from monailabel.interfaces.task import Strategy

class select_strategy(Strategy):
    def __init__(self, description):
        super().__init__(description)

    def __call__(self, request, datastore):
        return {"id": self.description}
```

```
import json, os

def init_strategies(self):
    with open(os.path.join(self.studies, "datastore_v2.json"), "r") as f:
        data = json.load(f)

    __strategies, i = {}, 0
    for img, vals in data.get("objects", {}).items():
        if vals.get("labels") == {}:
            __strategies[f"img_{i:04d}"] = select_strategy(img)
        i += 1
    return _strategies
```

next_sample()

```
def next_sample(self, request):
    # 1) Parse "img_xxxx" from request["strategy"]
    # 2) filename = self._strategies[img_name].info()["description"]
    # 3) path = self._datastore.get_image_uri(filename)
    # 4) return {"id": filename, "path": path}
    # 5) optionally mark the entry as selected (e.g., add a checkmark)
    return {"id": filename, "path": path}
```

3) Inference Registration / 推理注册

```
sam_infer = SAM2Infer(
   path=self.app_dir,
   network=None,
   type="deepedit",
   labels={"background": 0, "intersection": 1},
   dimension=3,
)
self.models = {"SAM": sam_infer}
return self.models
```

注意: Label 定义必须包含 background: 0 与 intersection: 1。

SAM2Infer (Core Inference Task) / 核心推理任务

Init / 初始化

从骨架 YAML 构建模型并加载权重。

___call___(request) Pipeline / 调用管线

- 1. Deep-copy request \rightarrow data.
- 2. pre_transform(data): load prompts; minimal preprocessing for prompt parsing.
- 3. run_inferer(data): load image, read size (w,h,d), preprocess to img_tensor, build prompt configs, run inference, set data['pred'], data['img_3d'], data['obj_ids'].
- 4. post_transform(data): no-op (custom handling in writer).
- 5. writer(data): postprocess mask, save result, return (output_path, result_json).

非法标签返回空白标签文件与占位 JSON。

Prompting & Inference Details / 提示与推理细节

Shape & Meta Tracking / 尺寸与元信息追踪

图像/掩膜/提示需统一缩放,并保留原始元信息以便在后处理阶段正确进行逆变换。

Multi-Point 3D Prompts / 多点 3D 提示

按 z 排序;相邻唯一样本 z 成对构造最大包围框;关键切片为(z_i + z_{i+1})/2,并沿 +z/-z 广播;最小/最大 z 为严格起止边界,形成连续 3D 包围盒。

Forward/Backward Intersection / 前向/后向交集

同时执行前/后向推理, 最终取其交集; 对不确定体素保留一个额外标签。

Postprocessing / 后处理

执行最大连通域(LargGCC);按标签值加权使背景为 0,在 3D Slicer 中不显示。

Front-end Integration (3D Slicer) / 前端集成

前端策略列表来自 Strategy.info()。点击"下一样本"会调用 next_sample(), 返回所选文件的 id 与 path 。

Extensibility & Optimization / 可扩展性与优化

- 主动学习:基于分数(Dice/熵/focal)的选择策略。
- 数据缓存: 高频图像预加载; 后台预取。
- 批处理与流式 IO: 优化超大 3D 体数据读写。
- 结构化日志:通过 TCP 实时可视化。

Error Handling & Troubleshooting / 错误处理与故障排查

- Invalid labels → blank mask + dummy JSON.
- Strategy key mismatch → ensure request['strategy'] matches registered keys.
- TorchIO compatibility → verify version (<0.3) if transforms fail.
- Path issues → use datastore.get_image_uri() for absolute path resolution.
- 非法标签 → 返回空掩膜与占位 JSON。
- 策略键不匹配 → 确保 request['strategy'] 与注册键一致。
- TorchIO 兼容性 → 变换异常时核对版本(如需 <0.3)。
- 路径问题 → 使用 datastore.get_image_uri() 解析绝对路径。

Security & Privacy / 安全与隐私

涉及 PHI 需遵循机构安全策略。避免在日志中写入敏感元数据。通过 TCP 推送日志时,应限制仅授权客户端可见。

Known Limitations / 已知限制

- 假设已配置好 MedSAM2 权重与兼容的预处理流程。
- 代码块中的中文渲染受限(等宽字体),建议代码使用 ASCII。

Roadmap/路线图

- 启动基于文件名选择的取样策略与前端交互。
- 用户从服务端获取图像以及进行3维点标注。
- 用户更新标注数据等待服务端推理。
- 服务端加载图片和标注,预处理图像以及提示参数列表。
- 服务端开始推理任务。
- 服务端将数据后处理后发往客户端。

License & Acknowledgements / 许可与致谢

算法基于 MedSAM2: : Segment Anything in 3D Medical Images and Videos 以及 monai label 开源平台。